

# Llum frontal



CURVLIGHT está compuesto por:

1x Cinta para la cabeza - REF: 1011.20.1.01,

INCLUYE REPUESTO PROTECTOR CASCO - REF: 1011.20.2.02

1x Faro delantero REF.: 1011.10.1.01,

1x CURV CONTROL (Accu-Unit) - REF: 1011.30.1.01,

1x Unidad de carga para el Accu - RRC-SSC1130-EU-RRC,

1x Accu RRC-1130-RRC

1x Bateria adicional

1x maletín robusto incluido para el transporte

El peso total es de 245 gramos.

DURACION DE LA BATERIA

Nivel I - 11,60 horas.

Nivel II - 8,60 horas.

Nivel III - 6,40 horas.

Nivel IV - 5,15 horas.

# Llum frontal

## DESCRIPCIÓN

Este faro garantiza un campo de visión claro con una iluminación óptima y sin sombras de su área de trabajo, durante todo el día y sin cambiar las pilas.

Nos centramos en lo esencial:

Sistemas de iluminación compactos, ligeros y enormemente luminosos con potentes baterías. Además, la seguridad viene dada por las óptimas posibilidades de limpieza gracias a su estructura impermeable.

Nuestro diseño innovador con el uso de materiales sostenibles de alta calidad también es estéticamente agradable.

Garantizamos:

Luz cristalina y natural mediante el uso de vidrio óptico de alta resolución y un LED con el valor CRI más alto de 92+.

la representación absolutamente contrastada de las estructuras más finas de la superficie tisular

área de luz homogénea y nítidamente definida

trabajo sin fatiga durante largos periodos de tiempo

## CARACTERÍSTICAS

Valor CRI: 92+

Tamaño del foco: 80 mm / WD 35 cm

Ajuste rápido de altura y ángulo

excelente limpieza gracias a su diseño impermeable

Cambio de pilas en menos de 5 segundos

Control de brillo en 5 pasos con modo Boost

filtro UV

## BATERÍA DE LARGA DURACIÓN

Con nuestra batería de hasta nueve horas de duración, la batería es suficiente para todo un día.

Para ello hemos instalado baterías de iones de litio de la más alta calidad con control de batería integrado.

# Llum frontal

La sustitución de la batería puede realizarse en cuestión de segundos.

La conexión de enchufe es posible gracias a un conector push-pull bloqueado, para una conexión segura.

El manejo intuitivo se consigue gracias a los botones en relieve, que facilitan su identificación sin necesidad de mirar.

Los indicadores LED informan sobre el nivel de batería, sonido y los cinco niveles de brillo.

Enfoque de luz frontal

Luz LED con vida útil de más de 25.000 h con un buen uso.

Regulación de la intensidad y apertura del feix de llum des del casc

Iluminación mínima a partir de 30.000 LUX,

Temperatura de color de 5500K.

Campo de visión regulable en un rango 25-40 CM. 5 POSICIONES indicando distancia trabajo.

casco

Provisto de dos puntos de ajuste

Soporte de fuente de luz que permite modificar la orientación y la posición

Peso 300 gramos.

batería

Petaca ajustable

Batería recargable i lleugera, con el peso de la petaca —incluye la batería— de 300 gramos

Batería con autonomía aproximada de 5 h a la máxima potencia

Posibilidad de trabajar con batería o conectar directamente a la corriente eléctrica

Funda para la batería

Fácil de intercambiar batería

Cable incluido 3 m

# Llum frontal

## Accesorios

Incluye cable y transformador de alimentación de la lámpara para alimentación directa a la corriente eléctrica.

Juego de baterías recargables de reserva.

Incluye cargador de baterías para recargar baterías de reserva mientras el aparato está en funcionamiento. Indicar el tiempo de càrrega