


FICHA TÉCNICA

INSTRUMENTAL DENTAL PROCLINIC _ MANGO DE ESPEJO ANATOMICO S.S. PROCLINIC		
REFERENCIAS	59862: MANGO DE ESPEJO ANATOMICO S.S. PROCLINIC	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 1520122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, conforme el Reglamento (UE) 2017/745 relativo a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Mango de espejo fabricado en acero inoxidable. Rosca simple S.S. Silvercone Socket Redondo Anatómico Peso 22gr	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable adecuado para instrumentos ortopédicos, quirúrgicos y dentales, según definido en la normativa UNI EN ISO7153-1 " <i>Instrumentos quirúrgicos – Metales/Acero inoxidable</i> ".	
ENVASE	1 unidad.	
CADUCIDAD	No Aplica. Las propiedades, la función o uso no se ven afectadas de forma automática si se almacena y utiliza correctamente.	
FINALIDAD PREVISTA	Destinados a ser utilizados durante los procedimientos llevados a cabo en las clínicas dentales por el personal cualificado.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	El dispositivo es reutilizable, sin embargo, es necesaria su limpieza y esterilización antes de cada uso. Esterilizable por 3.000 ciclos (Temperatura máxima recomendada 180 °C) Si existe algún indicio de óxido, el instrumento no debe utilizarse.	
ALMACENAJE TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad.	